

Verificação e controle de qualidade

Salsicha e presunto





Um **SpectraAnalyzer MEAT** para todos os parâmetros!

RÁPIDO, FÁCIL, PRECISO E MODULAR

Os parâmetros analíticos e o desempenho são:

Parâmetros	Alcance [%]	Erro (+ / -) *	Repetibilidade
Umidade	22.2 - 58.1	0.77	< 0.05
Proteína	13.7 - 31.6	0.58	< 0.05
Gordura	11.9 - 48.6	0.62	< 0.05
BEFFE **	11.9 - 28.5	0.58	< 0.01
Cinza	5.0 - 6.0	0.06	< 0.01

* RMSEP (erro quadrático médio da raiz da previsão)

** BEFFE% = % de proteína - (% de proteína estranha + tecido conjuntivo

[Colágeno]% de proteína)

Tecido conjuntivo% de proteína = Teor de hidroxiprolina x 8

ZEUTEC Opto-Elektronik GmbH

Friedrich-Voß-Straße 11
24768 Rendsburg
Germany

(+49) 4331 - 136650
moreinfo@zeutec.de
www.spectraalyzer.com

ZEUTEC

